



แผนกพยาธิวิทยา
โรงพยาบาลค่ายกษณส์ีระรา
วิธีปฏิบัติงาน
เรื่อง การตรวจหมู่โลหิตระบบเอบีโอ (ABO)
WI-LAB-089
แก้ไขครั้งที่ 3

ผู้จัดทำ ร.ต.

(ศาสตราจารย์ศิลป์ ไชยพงศ์)

ผู้จัดการวิชาการสาขาธนาคารโลหิต

1 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ทบทวน ร.ท.หญิง

(อรกัญญา ทรงทอง)

ผู้จัดการคุณภาพ

1 กุมภาพันธ์ 2566


ผู้อนุมัติ พ.อ.

(ฉัตรมงคล คนขยัน)

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

1 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ประกาศใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2566

	แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายเกษมส์วิระรา	
	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง : การตรวจหมู่โลหิตระบบเอบีโอ (ABO)	
	รหัสเอกสาร : WI-LAB-089	หน้า 1 จาก 11 หน้า
	แก้ไขครั้งที่ : 3	วันที่ประกาศใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2566

1. วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

เพื่อตรวจหาหมู่โลหิต ABO ที่ถูกต้องของผู้ป่วย ซึ่งเป็นหมู่โลหิตหลักที่มีความสำคัญต่อการทดสอบความเข้ากันได้ของเลือดและเพื่อเตรียมโลหิตที่ตรงหมู่ ABO ให้ผู้ป่วย สำหรับหมู่โลหิตระบบ ABO การที่จะบอกว่าเป็นหมู่โลหิตใดนั้น ต้องตรวจ 2 วิธี ให้ได้ผลตรงกันคือ cell grouping ซึ่งเป็นการตรวจหา antigen บนเม็ดเลือดแดง และ Serum grouping ซึ่งเป็นการตรวจหา antibody ใน serum ซึ่งต้องได้ผลสอดคล้องกันทั้ง 2 วิธี โดยอาศัยหลักการหลอดทดลอง (Test tube method)

2. หลักการและวิธีการของขั้นตอนที่ใช้สำหรับการทดสอบ

2.1. ปฏิกริยาจับกลุ่ม (agglutination) : เริ่มต้นด้วย antibody จะไปจับ antigen บนผิวเม็ดเลือดแดง เป็น specific immunochemical reaction หรือ sensitization ซึ่ง complement อาจมีบทบาทร่วมด้วยในขั้นตอนนี้ ขั้นตอนที่ตามมาเป็น physical process ของ agglutination ซึ่งเป็นผลมาจากการจับกลุ่มของเซลล์ที่ถูก sensitized แล้วเซลล์แต่ละเซลล์เกาะจับกันโดยมี antibody เป็นสะพาน

2.2. ปฏิกริยาการแตกสลาย (hemolysis) : Antibody ของหมู่โลหิตบางชนิดสามารถกระตุ้นระบบ complement เมื่อทำปฏิกริยาที่จำเพาะกัน ทำให้มีการแตกสลายของเม็ดเลือดแดง antibody ที่มีคุณสมบัติเช่นนี้เรียกว่า hemolysin ถ้าไม่มี complement ก็จะเกิดปฏิกริยาจับกลุ่ม หรือเพียงแต่มีการ sensitize เม็ดเลือดแดงที่มี antigen ตรงกันเท่านั้น antibody เหล่านี้ได้แก่ anti-A, Anti-B, Anti-A,B, Anti-I, Anti-I, Anti-Le^a, Anti-Le^b, Anti-Le^x, Ant- Jk^a, Ant- Jk^b, Ant- PP1P^k(Tj^a) และ Anti-Vel antibody บางชนิดในกลุ่มนี้อาจทำให้มีการจับของ complement บนเม็ดเลือดแดง โดยไม่ทำให้เกิดการแตกสลายของเม็ดเลือดแดงก็ได้

2.3. Cell grouping

หลักการของวิธีหลอดทดลอง (Test tube method) สำหรับ ABO/Rh cell grouping : น้ำยา Standard anti-A, anti-B และ anti-AB มีความสามารถในการทำปฏิกริยาจำเพาะกับ Antigen A หรือ Antigen B ทำให้เกิดการจับกลุ่มและแสดงปฏิกริยาได้ชัดเจนและรวดเร็วในหลอดทดลองแม้มีจำนวนเซลล์น้อย โดยเฉพาะกรณีที่มีปัญหาจากเม็ดเลือดแดง เช่น มีแอนติเจนน้อย (weak) เป็นต้น

2.3 Serum grouping

เป็นการตรวจหา anti-A และ/หรือ anti-B และ/หรือ anti-AB ใน Serum หรือ Plasma ของผู้ป่วยจะทำให้เม็ดเลือดแดงที่มี antigen ตรงกันเกิดการแตก (hemolysis) หรือจับกลุ่ม (agglutination) เช่น anti-A จะทำให้เซลล์ที่มี antigen A เท่านั้น ได้แก่ cell A และ cell AB แตกหรือจับกลุ่ม แต่จะไม่ทำให้เซลล์ที่ไม่มี antigen A เกิดปฏิกริยาใดๆ โดยหลักการของวิธีหลอดทดลอง (Test tube method) สำหรับ ABO serum grouping : anti-A และ anti-B ที่ต้องการทดสอบจะทำให้เม็ดเลือดแดงที่มีแอนติเจนตรงกันจับกลุ่มมากน้อยต่างกัน ขึ้นกับความแรงของ



antibody ของแต่ละคน การใช้หลอดทดลองและการปั่นจะช่วยให้เห็นปฏิกิริยาน้อยๆได้ในเวลา
รวดเร็ว

3. ลักษณะทางประสิทธิภาพ : การทดสอบคุณภาพน้ำยาตรวจหาหมู่เลือด (Potency and Avidity test)

3.1. วิธีปฏิบัติการตรวจหาไตเตอร์ของน้ำยา Anti-A (Titration of Anti-A)

3.1.1 ทำ Two-fold Dilution ของน้ำยา Anti-A ที่จะตรวจสอบคุณภาพ

3.1.1.1 เขียนระบุใน tube ที่ 1 เป็น 1:2, tube ที่ 2 เป็น 1:4 จนถึง tube ที่ 10 เป็น
1:1024 โดยปิเปต 0.9% NSS ในทุก tube ละ 100 μ l

3.1.1.2 ปิเปต Anti-A ที่ต้องการทดสอบ 100 μ l ลงใน tube ที่ 1 เขย่าให้เข้ากัน (ทิ้ง Tip)

3.1.1.3 ใช้ Tip อันใหม่ทำการปิเปต 100 μ l จาก tube ที่ 1 ลงใน tube ที่ 2 และเขย่า
ให้เข้ากัน

3.1.1.4 ทำการปิเปตไปเรื่อยๆ จนครบทุก tube tube สุดท้ายปิเปต 100 μ l ทิ้ง

3.1.1.5 หยด 3% A-cells ลงไปทุก tube tube ละ 1 หยด

3.1.1.6 ปั่นอ่านด้วยเครื่อง Serofuge โดยใช้ความเร็วรอบและเวลาที่ calibrate ไว้ เช่น
ปั่นนาน 15 วินาที เมื่อใช้ความเร็ว 3,400 รอบ/นาที

3.2.2 การตรวจหาไตเตอร์ของน้ำยา Anti-B (Titration of Anti-B) ทำเช่นเดียวกันกับการหาไต
เตอร์ของน้ำยา Anti-A แต่ใช้น้ำยา Anti-B แทนน้ำยา Anti-A และใช้ 3% B-cells แทน 3%
A-cells

3.2.3 การตรวจหาไตเตอร์ของน้ำยา Anti-A, B (Titration of Anti-A,B) ทำเช่นเดียวกันกับการ
หาไตเตอร์ของน้ำยา Anti-A แต่ใช้น้ำยา Anti-A, B แทนน้ำยา Anti-A และใช้ 3% A-cells
และ ใช้ 3% B-cells

3.2.4 การตรวจหาไตเตอร์ของน้ำยา Anti-D (Titration of Anti-D) ทำเช่นเดียวกันกับการ
ตรวจหาไตเตอร์ของน้ำยา Anti-A แต่ใช้น้ำยา Anti-D แทนน้ำยา Anti-A และใช้ 3%
O1(D+) – cells แทน 3% A-cells

3.2 การตรวจหาความเร็วของการเกิดปฏิกิริยาของน้ำยา Anti-A (Avidity of Anti-A)

3.2.1 หยด Anti-A ที่ต้องการตรวจสอบลงบน glass slide

3.2.2 หยด A-cells ความเข้มข้น 30% (pack red cells ของ A-cells 30 μ l + 0.9%NSS 70
 μ l) ลงไปบน glass slide 1 หยด

3.2.3 ใช้หลอดพลาสติกคนให้ 30% A-cells และ Anti-A ให้เข้ากันเป็นวงกว้างประมาณ 2.5 cm

3.2.4 จับเวลาตั้งแต่เริ่มคนจนเห็นการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง

3.2.5 การตรวจหาความเร็วของการเกิดปฏิกิริยาของน้ำยา Anti-B (Avidity of Anti-B) ทำ
เช่นเดียวกันกับการหา Avidity ของน้ำยา Anti-A แต่ใช้น้ำยา Anti-B แทนน้ำยา Anti-A
และใช้ 30% B-cells แทน 30% A-cells

3.2.6 การตรวจหาความเร็วของการเกิดปฏิกิริยาของน้ำยา Anti-A,B (Avidity of Anti-A,B) ทำ
เช่นเดียวกันกับการหา Avidity ของน้ำยา Anti-A แต่ใช้น้ำยา Anti-A, B แทนน้ำยา Anti-A
และใช้ 30% B-cells แทน 30% A-cells



- 3.2.7 การตรวจหาความเร็วของการเกิดปฏิกิริยาของน้ำยา Anti-D (Avidity of Anti-D) ทำเช่นเดียวกันกับการหา Avidity ของน้ำยา Anti-A แต่ใช้น้ำยา Anti-D แทนน้ำยา Anti-A และใช้ 30% O1(D+)-cells แทน 30% A-cells

3.3 การอ่านผล

- 3.3.1 การอ่านผลการตรวจหาไตเตอร์ของน้ำยาแอนติซีรัม (Titration of Anti-Serum) อ่านผลไตเตอร์โดยดู dilution สูงสุด ที่สามารถเห็นปฏิกิริยาการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงด้วยตาเปล่า จดบันทึกผลการทดสอบที่อ่านได้
- 3.3.2 การอ่านผลการตรวจหาความเร็วของการเกิดปฏิกิริยาของน้ำยาแอนติซีรัม (Avidity of Anti-Serum) อ่านผลโดยจับเวลาตั้งแต่เริ่มคนให้เซลล์และ Anti-serum ทำปฏิกิริยากันจนกระทั่งถึงเริ่มมองเห็นปฏิกิริยาจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงด้วยตาเปล่า จดบันทึกผลการทดสอบที่อ่านได้

3.4 การแปลผลจากผลการตรวจ (Interpretation of results)

- 3.4.1 การแปลผลการตรวจหาไตเตอร์ของน้ำยา Anti-serum ที่ควรใช้ต้องมี titer ไม่ต่ำกว่ากำหนด ดังนี้


แอนติซีรัม	หมู่เลือด	แอนติซีรัมที่ควรใช้ต้องมี titer ไม่ต่ำกว่า
Anti-A	A ₁	256
Anti-B	B	256
Anti-AB	B	256
Anti-D	O Rh(D) positive	64

- 3.4.2 การตรวจหาความเร็วของการเกิดปฏิกิริยาของน้ำยา Anti-serum


แอนติซีรัม	หมู่เลือด	แอนติซีรัมที่ควรใช้ต้องมี Avidity ไม่สูงกว่า(วินาที)
Anti-A	A ₁	15
Anti-B	B	15
Anti-AB	B	15
Anti-D	O (D+)	60

4. ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง

- 4.1. ตัวอย่างเริ่มต้น (primary sample) ได้แก่ เลือด (Blood) ที่เจาะโดยใช้ภาชนะบรรจุที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA
- 4.2. ชนิดตัวอย่างที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ (analytical sample) ได้แก่ Plasma หรือ Red Blood Cell
- 4.2.1 การตรวจ Cell grouping (หา antigen A, Antigen B) ใช้ Red blood cells suspension

	แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกษัตริย์สุวรา	
	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง : การตรวจหมู่โลหิตระบบเอบีโอ (ABO)	
	รหัสเอกสาร : WI-LAB-089	หน้า 4 จาก 11 หน้า
	แก้ไขครั้งที่ : 3	วันที่ประกาศใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2566

- 4.2.2 การตรวจ Serum grouping (หา Anti-A และ/หรือ anti-B และ/หรือ anti-B) ใช้ plasma ที่ไม่มี hemolysis
- 4.3. การเตรียมสิ่งส่งตรวจ
- 4.3.1 การเตรียม plasma ให้ทำการปั่นแยกออกจากเซลล์เม็ดเลือดด้วยความเร็ว 3,000 – 3,500 rpm นาน 10-15 นาที ให้ได้ plasma ที่ไม่มีก้อน clot ปนมา และไม่มี hemolysis
- 4.3.2 การเตรียมเซลล์เม็ดเลือดแดงควรล้างด้วย physiological saline ก่อนจะมาเตรียม suspension โดยการเตรียมเซลล์เม็ดเลือดแดงที่จะใช้ตรวจ Cell grouping ด้วย Tube test method ให้ pipette ตัวอย่าง packed red cells จำนวน 30 uL ผสมกับ 0.9% NSS. จำนวน 970 uL จะได้ 3% cell suspension
- กรณีสิ่งส่งตรวจเป็นโลหิตของทารก (อายุไม่เกิน 4 เดือน) ให้เตรียมตัวอย่างที่จะใช้ตรวจเป็น เซลล์เม็ดเลือดแดงสำหรับตรวจเฉพาะ cell grouping เท่านั้น และใช้ plasma มารดาเพื่อ ตรวจหา unexpected antibody
- 4.4 การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ
- 4.4.1 ควรใช้ plasma ที่ปั่นแยกออกมาใหม่จากเลือดที่เก็บมาใหม่
- 4.4.2 การต้องการเก็บรักษาตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยเพื่อใช้ตรวจสอบหมู่โลหิตซ้ำ ให้เก็บไว้ที่ตู้เย็น (2-8 °C) 7 วัน
- 4.5 เงื่อนไขต่างๆที่ไม่ยอมรับสิ่งส่งตรวจ
- 4.5.1 เลือดที่มีการปนเปื้อน
- 4.5.2 เลือดที่มีการแตกของเม็ดเลือดแดง
- 4.5.3 สิ่งส่งตรวจที่ได้จากการเก็บรักษาไม่ถูกวิธี ได้แก่
- 4.5.3.1 ใช้ภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง
- 4.5.3.2 ภาชนะที่ใช้บรรจุมีการรั่วซึมหรือปนเปื้อนจากสิ่งต่างๆ เช่น เส้นผม แมลง ฯลฯ
- 4.5.3.3 การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจในสภาวะที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ อุณหภูมิหรือระยะเวลาการ นำส่งที่อาจทำให้ตัวอย่างเลือดเสื่อมสภาพ
- 4.5.4 ข้อมูลที่ใช้ชี้บ่งตัวอย่างเลือดไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เช่น ไม่ติดฉลากชี้บ่งตัวอย่างผู้ป่วย ชี้บ่ง ชื่อ-สกุล/HN/อายุ/วันเดือนปีที่เจาะเก็บเลือดผู้ป่วยไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน เป็นต้น
5. การเตรียมผู้ป่วย
- ไม่ต้องการงดน้ำงดอาหาร
6. ประเภทของภาชนะและสารเติมแต่ง
- EDTA Blood collection tube

	แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกษัตริย์สุวรา	
	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง : การตรวจหมู่โลหิตระบบเอบีโอ (ABO)	
	รหัสเอกสาร : WI-LAB-089	หน้า 5 จาก 11 หน้า
	แก้ไขครั้งที่ : 3	วันที่ประกาศใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2566

7. เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นและสารเคมี

- 7.1 DG Gel Sol.
- 7.2 น้ำยา Anti-A, Anti-B, Anti-A,B ชนิด monoclonal reagent จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- 7.3 Reagent red blood cell for reverse group test (3% Standard A-cell, B-Cell, O-cell ที่เตรียมโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย)
- 7.4 Anti Human globulin serum (AHG reagent)
- 7.5 Coombs' control cells ที่เตรียมโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- 7.6 น้ำเกลือปกติ (0.9%NSS.)
- 7.7 Serofuge centrifuge
- 7.8 Automatic pipettes ขนาด 10 uL, 25 uL, 50 uL and 200 uL พร้อม Disposable tips
- 7.9 Glass test tube ขนาด 10 x 75 มม.

8. สิ่งแวดล้อมและการควบคุมความปลอดภัย

ต้องสวมถุงมือยางและเสื้อคลุมขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อบางชนิดที่อาจปนเปื้อนมากับตัวอย่างตรวจ

9. ขั้นตอนการสอบเทียบ

- 9.1 เครื่อง Centrifuge for DG Gel cards (Diana Fuge)

ได้รับการสอบเทียบจากบริษัท วินัส เทคโนโลยี จำกัด และกองคลังแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ซึ่งจะดำเนินการสอบเทียบปีละ 1 ครั้ง โดยมีข้อกำหนดการสอบเทียบคือ สอบเทียบตามช่วงที่ใช้งาน คือ ความเร็ว 1100 rpm เวลา 9 นาที
- 9.2 Serofuge centrifuge

ผู้รับผิดชอบงานธนาคารโลหิต ต้องทำการปรับเครื่องปั่นเพื่ออ่านปฏิกิริยาและล้างเซลล์ตามวงรอบที่กำหนดคือทุก 6 เดือน ดังนี้

 - 9.2.1 การหาเวลาปั่นที่เหมาะสมเพื่อการอ่านปฏิกิริยาการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง
 - a. เจือจาง Anti-A ด้วย 0.9% NSS โดยให้ทำปฏิกิริยากับ 3% A-cells ให้ผลเท่ากับ 1+
 - b. เตรียมหลอดทดลองขนาด 10x75 มม. สำหรับ Positive control และ Negative control อย่างละ 5 หลอด
 - c. เขียนกำกับข้างหลอด 15, 30, 45, 60 และ 90 วินาที ตามลำดับ
 - d. หยด Anti-A ที่เจือจางแล้ว 2 หยด ลงในหลอดทดลอง
 - e. หยด 3% A-cells 1 หยดลงในหลอดที่เป็น Positive control และ 3% B-cells 1 หยดลงในหลอดที่เป็น Negative control



- f. เขย่าให้เข้ากันและปั่นอ่านผลพร้อมกันทั้งคู่ โดยใช้เวลานับ 15, 30, 45, 60 และ 90 วินาทีตามลำดับ
- g. บันทึกผลลงในตาราง ถ้าให้ผลตรงตามข้อกำหนด ให้ลงผล Y (yes) แต่ถ้าไม่ได้ผลตรงตามข้อกำหนด ให้ใส่ N (no)

9.2.2 การหาเวลาปั่นที่เหมาะสมเพื่อการล้างเซลล์เม็ดเลือดแดง ในขั้นตอนของ Antiglobulin test

- a. ใช้เซลล์จากข้อ 9.2.1 ที่เป็น Negative control หรือ Positive control อย่างใดอย่างหนึ่งจำนวน 5 หลอด
- b. เติม 0.9%NSS ประมาณ 3/4 ของหลอด
- c. นำไปปั่นโดยใช้เวลานับ 15, 30, 45, 60, และ 90 วินาทีตามลำดับ
- d. บันทึกผลลงในตาราง ถ้าให้ผลตรงตามข้อกำหนด ให้ลงผล Y (yes) แต่ถ้าไม่ได้ผลตรงตามข้อกำหนดให้ใส่ N (no)

9.2.3 การอ่านผล

การหาเวลาระยะเวลาที่เหมาะสมในการปั่นอ่านปฏิกิริยาการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง คือ ระยะเวลาสั้นที่สุดที่ให้ผลครบตามข้อกำหนดทุกข้อ (ตอบ yes ครบทุกข้อ)

- 9.2.3.1 ปั่นที่เหมาะสมเพื่อการอ่านปฏิกิริยาการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงและทำการบันทึกผลลงในตาราง ถ้าให้ผลตรงตามข้อกำหนดให้ลงผล Y(yes) แต่ถ้าไม่ได้ผลตรงตามข้อกำหนดให้ใส่ N (no)

ลักษณะหลังปั่น	หลอด	เวลาปั่น (วินาที)				
		15s	30s	45s	60s	90s
1. น้ำส่วนบนใส	Positive					
	Negative					
2. เซลล์มารวมที่ก้นหลอดมีขอบวงชัดเจน	Positive					
	Negative					
3. เขย่าเบาๆแล้วเซลล์หลุดจากก้นหลอด	Positive					
	Negative					
4. ความแรงของปฏิกิริยา ผล negative control = neg	Positive					
	Negative					

9.2.3.2 การหาเวลาปั่นที่เหมาะสมเพื่อการล้างเซลล์เม็ดเลือดแดง ในขั้นตอนของ Antiglobulin test

เอกสารควบคุม มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด



บันทึกผลลงในตาราง ถ้าให้ผลตรงตามข้อกำหนด ให้ลงผล Y (yes) แต่ถ้าไม่ได้ผลตรงตามข้อกำหนดให้ใส่น (no)

ลักษณะหลังปั่น	เวลาปั่น (วินาที)				
	15 s	30 s	45 s	60 s	90s
1. น้ำส่วนบนใส					
2. เม็ดกระดุมเซลล์มีขอบชัดและเซลล์ติดข้างหลอดน้อย					
เทน้ำใส่ทิ้ง - สังเกต					
3. เม็ดกระดุมเซลล์หลุดจากกันหลอดง่าย					
4. ปริมาณเซลล์เหลือใกล้เคียงกับตอนก่อนล้าง					

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการปั่นอ่านปฏิบัติการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง คือระยะเวลาอย่างน้อยที่สุดที่ให้ผลครบตามข้อกำหนดทุกข้อ (ตอบ yes ครบทุกข้อ)

10. ขั้นตอนของกระบวนการ


10.1 การตรวจหาหมู่โลหิตด้วยวิธีหลอดทดลอง (Test tube method)

10.1.1 วิธีการตรวจ Cell grouping

- เตรียมหลอดทดลองขนาด 12 x 75 mm. จำนวน 3 หลอด เขียน "A" , "B" "AB"
- หยด Anti-A, Anti-B และ Anti-AB อย่างละ 2 หยด ลงในหลอดทดลอง ข้อ a.
- เติม 3% cell suspension ของผู้ป่วยที่จะทดสอบใน 0.9% NSS หยดลงในข้อ a. หลอดละ 25 μ l แล้วเขย่าให้เข้ากัน
- ปั่นอ่านผล ด้วย Serofuge centrifuge โดยใช้ความเร็วรอบและเวลาที่ได้ calibrate ไว้

10.1.2 วิธีการตรวจ Serum grouping

- เตรียมหลอดทดลองขนาด 12 x 75 mm. จำนวน 4 หลอดเขียน "AC" , "BC" , "OC" อย่างละหลอด
- หยด serum ของผู้ป่วยที่จะทดสอบลงไปทั้ง 4 หลอดๆ ละ 50 μ l
- เติม 3% A cells ลงในหลอด "AC" 1 หยด
- เติม 3% B cells ลงในหลอด "BC" 1 หยด
- เติม 3% O cells ลงในหลอด "OC" 1 หยด

	แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกษัตริย์สุวรา	
	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง : การตรวจหมู่โลหิตระบบเอบีโอ (ABO)	
	รหัสเอกสาร : WI-LAB-089	หน้า 8 จาก 11 หน้า
	แก้ไขครั้งที่ : 3	วันที่ประกาศใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2566

f. ปั่นอ่านผล ด้วย Serofuge centrifuge โดยใช้ความเร็วรอบและเวลาที่ได้ calibrate ไว้

11. ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ

ทำการควบคุมคุณภาพภายในเดือนละ 1 ครั้ง หรือในวันที่มีการขอใช้โลหิตครั้งแรกของวันนั้น โดยทำเหมือนกับการตรวจตัวอย่างผู้ป่วย วัสดุและน้ำยาที่ใช้ประกอบด้วยดังนี้

- น้ำยา Anti-A, Anti-B, Anti-A,B ชนิด monoclonal reagent
- Reagent red blood cell for reverse group test (3% Standard A-cell, B-Cell, O-cell ที่เตรียมโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย)
- น้ำเกลือปกติ (0.9% NSS.)
- Glass test tube ขนาด 10 x 75 มม.

11.1 การควบคุมคุณภาพภายในการตรวจหาหมู่โลหิตด้วยวิธีหลอดทดลอง (Test tube method)

11.1.1 เตรียมหลอดทดลองขนาด 12 x 75 mm. จำนวน 11 หลอด วางใน rack พร้อมเขียนกำกับที่ หลอดทดลอง และหยดน้ำยาและเซลล์ ดังตาราง และทำการปั่นอ่านผล ด้วย Serofuge centrifuge โดยใช้ความเร็วรอบและเวลาที่ได้ calibrate ไว้

11.1.2 น้ำยา Anti sera ให้ใช้ 50 µl ทำปฏิกิริยากับ standard cells 1 หยด

การควบคุมคุณภาพ น้ำยาตรวจหาหมู่ โลหิต	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	AHG 37 °C, 30 M	CCC
	Anti -A	Anti -B	Anti -A,B	Anti -A	Anti -B	Anti -A,B	Anti -A	Anti -B	Anti- A,B	Anti- D	Anti -D		
A cells	H/3+, 4+	Neg	H/ 3+, 4+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B cells	-	-	-	Neg	H/3+, 4+	H/3+, 4+	-	-	-	-	-	-	-
O cells	-	-	-	-	-	-	Neg	Neg	Neg	H/ 3+, 4+	-	-	-
Rh(D) Negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Neg	Neg	2+

12. การประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก (External quality assessment, EQA)

12.1 เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพระหว่างองค์กร (External Quality Assessment Schemes, EQAS) : โครงการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาธนาคารเลือด โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

12.2 ดำเนินการตรวจตามความถี่ปีละ 3 ครั้ง ครั้งละ 2 ตัวอย่าง รวม 6 ตัวอย่าง

12.3 เมื่อได้รับวัตถุประสงค์แล้วให้ทำการตรวจสอบคุณภาพวัตถุประสงค์ทดสอบทันที ในกรณีที่ยังไม่ทำการทดสอบต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิระหว่าง 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส

12.4 ส่งรายงานผลภายในเวลาที่กำหนด

12.5 เมื่อได้รับการรายงานผลให้ผู้ตรวจวิเคราะห์ทำการตรวจสอบผลการประเมิน กรณีผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับคุณภาพ (Standard Score 4.00 ; Excellent) ให้ผู้ตรวจวิเคราะห์ทำการเขียนบันทึก



ลงในเอกสารการประเมินผล กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับ ให้ผู้ตรวจวิเคราะห์ทำการบันทึกในฟอร์ม “บันทึกปฏิบัติการแก้ไขกรณีผล EQA/PT ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยอมรับคุณภาพ”(FM-Lab-020)

13. สิ่งรบกวน

13.1 Serum Hemolysis จะทำให้การแปลผลหมู่เลือดผิดพลาดได้ เนื่องจากการแปลผลหมู่เลือด จะดูจากปฏิกิริยาการแตกของเม็ดเลือดแดง (hemolysis) และ การจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง (agglutination)

13.2 Protein บางชนิด ได้แก่ Wharton's jelly ใน newborn cord blood, cold action autoimmune antibodies, protein ที่เข้มข้นกว่าปกติ ทำให้เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มหรือซ้อนกัน ทำให้แปลผลยาก ควรล้างเซลล์ก่อน 1 ครั้ง

14. หลักการของขั้นตอนการคำนวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ รวมทั้งที่เกี่ยวข้องอาทิความไม่แน่นอนของการวัด ไม่มี

15. ช่วงอ้างอิงทางชีวภาพหรือค่าการตัดสินใจทางคลินิก

ไม่มี

16. ช่วงที่รายงานผลการทดสอบได้

16.1 การอ่านผลหมู่โลหิตด้วยวิธีหลอดทดลอง (Test tube method)

16.1.1 การอ่านผลวิธี cell grouping

16.1.1.1 เอียงหลอดเขย่าเบาๆให้หลุดจากกันหลุด เพื่อดูปฏิกิริยาการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงด้วยตาเปล่า

ผลบวก (Positive) คือ มีการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง

ผลลบ (Negative) คือ ไม่มีการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง

16.1.2 การอ่านผลของวิธี serum grouping

16.1.2.1 ดู hemolysis ก่อนทันทีหลังปั่น แล้วดูการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงด้วยตาเปล่า โดยเอียงหลอดเขย่าเบาๆให้เซลล์หลุดจากกันหลุด

ผลบวก (positive) คือ มีการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง (agglutination) และ มี/ไม่มี hemolysis หรือมี hemolysis อย่างเดียว

ผลลบ (Negative) คือ ไม่มีการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงและไม่มี hemolysis


16.1.3 การให้เกรดปฏิกิริยาการจับกลุ่มและปฏิกิริยาฮีโมไลซิสของเม็ดเลือดแดง

4 + คือ เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มเป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียว น้ำใส

3 + คือ เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มเป็นก้อนใหญ่หลายก้อน น้ำใส

2 + คือ เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มเป็นก้อนขนาดกลางหลายก้อน น้ำใส

1 + คือ เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มเป็นก้อนขนาดเล็กมากหลายก้อน น้ำขุ่น

	แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกษัตริย์สระรา	
	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง : การตรวจหมู่โลหิตระบบเอบีโอ (ABO)	
	รหัสเอกสาร : WI-LAB-089	หน้า 10 จาก 11 หน้า
	แก้ไขครั้งที่ : 3	วันที่ประกาศใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2566

W + คือ เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มเป็นก้อนขนาดเล็กมากหลายๆก้อน น้ำขุ่นและมีสีชมพู เห็นได้ชัดเมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์

H (Complete hemolytic) มี hemolysis หมด น้ำเป็นสีแดงและไม่มีเซลล์เหลืออยู่

PH (Partial hemolytic) มี hemolysis บางส่วน น้ำเป็นสีแดง มีเซลล์จับกลุ่มเหลืออยู่ก้นหลอด

17. คำแนะนำสำหรับการพิจารณาผลเชิงปริมาณเมื่อผลไม่ได้อยู่ในช่วงการวัด
ไม่มี

18. ค่าวิกฤติ/ค่าแจ้งเตือน/ที่เหมาะสม
ไม่มี

19. การแปลผลทางคลินิกของห้องปฏิบัติการ : Test tube method

Cell grouping			Serum grouping			หมู่โลหิต ABO
Anti-A	Anti-B	Anti-A,B	A Cell	B Cell	O Cell	
+	0	+	0	+	0	A
0	+	+	+	0	0	B
+	+	+	0	0	0	AB
0	0	0	+	+	0	O

+ คือผลบวก (positive) : มีการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง และมี/ไม่มี hemolysis หรือมี hemolysis อย่างเดียว

0 คือผลลบ (negative) : ไม่มีการจับกลุ่มเม็ดเลือดแดงและไม่มี hemolysis

โดยปกติทั่วไป Anti-A, Anti-B ที่ไม่เสื่อมสภาพจะให้ปฏิกิริยาแรง 3+ ถึง 4+ ยกเว้นในทารกหรือโรคบางชนิด

20. แหล่งที่มาของค่าแปรปรวนที่อาจเกิดขึ้น

20.1 Reagent

20.1.1 ใช้หรือหิบน้ำยาผิด

20.1.2 ลืมหยดน้ำยา

20.1.3 Gel เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ แห่ง แดก น้ำยาระเหย

20.2 การอ่านผล


20.2.1 การอ่านผลเร็วเกินไป ทำให้ปฏิกิริยาการจับกลุ่มไม่สมบูรณ์ทำให้อ่านเป็นผลลบปลอมได้

20.2.2 การเอียงหลอดแล้วเขย่าแรงเกินไป ทำให้ agglutination กระจายหายไป อ่านเป็นผลลบปลอมได้

20.3 ลักษณะสิ่งส่งตรวจ

20.3.1 การเกิด fibrin ในตัวอย่างเลือดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด หรือผู้ป่วยโรคไต กล่าวคือเลือดไม่แข็งตัวเต็มที่ในเวลาปกติ แต่เกิด clot ขึ้นอีกเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อ

เอกสารควบคุม มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด

	แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกษัตริย์สีหราช	
	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง : การตรวจหมู่โลหิตระบบเอบีโอ (ABO)	
	รหัสเอกสาร : WI-LAB-089	หน้า 11 จาก 11 หน้า
	แก้ไขครั้งที่ : 3	วันที่ประกาศใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2566

incubate เลือดที่ 37 องศาเซลเซียส ทำให้เม็ดเลือดแดงจับตัวกันเป็นสายหรือก้อนเล็ก ซึ่ง จะรบกวนการอ่านปฏิกิริยา agglutination การแก้ไขคือ ให้หยด dry thrombin โดยใช้ไม้ เขี่ยผง thrombin ติดปลายไม้ใส่ลงใน whole blood หรือ Serum ในหลอดตัวอย่างเลือด หรือหยด 1 หยด แต่ถ้าใช้ thrombin solution ก่อนทำการตรวจวิเคราะห์ ให้ผสม thrombin solution กับ whole blood แล้วตั้งทิ้งไว้ เมื่อเกิด clot ให้เขี่ย fibrin ทิ้งไป แล้วนำ serum ที่เหลือไปตรวจวิเคราะห์ได้ แต่ให้ระวังหากใส่ thrombin solution มาก เกินไปจะทำให้เกิด nonspecific agglutination ได้

21. เอกสารอ้างอิง

- 21.1 มาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (EX-LAB-008)
- 21.2 คู่มือปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ของสภาเทคนิคการแพทย์ (EX-LAB-009)
- 21.3 เอกสารกำกับน้ำยาตรวจหมู่โลหิต Anti-A, Anti-B และ Anti-A,B ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (PI-LAB-151)
- 21.4 เอกสารกำกับน้ำยา Screening cells and Panel cells ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (PI-LAB-152)
- 21.5 เอกสาร CERTIFICATE ของน้ำยา Anti-A ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (PI-LAB-153)
- 21.6 เอกสาร CERTIFICATE ของน้ำยา Anti-B ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (PI-LAB-154)
- 21.7 เอกสาร CERTIFICATE ของน้ำยา Anti-AB ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (PI-LAB-155)
- 21.8 เอกสาร CERTIFICATE ของน้ำยา 3% screening cells (O1, O2, O3) ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (PI-LAB-156)
- 21.9 เอกสาร CERTIFICATE ของน้ำยา 3% A cells, 3% B cells ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (PI-LAB-157)
- 21.10 เอกสาร CERTIFICATE ของน้ำยา 3% Coombs control cells ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (PI-LAB-158)
- 21.11 เอกสาร CERTIFICATE ของน้ำยา 3% Rh(D) negative Control Cells ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (PI-LAB-159)

22. ภาคผนวก :-



ประวัติการแก้ไข/ทบทวนเอกสารคุณภาพ

ชื่อเอกสาร.....WI-LAB-089 : วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจหมู่โลหิตระบบเอบีโอ (ABO)

วัน/เดือน/ ปี	ฉบับแก้ไข ครั้งที่	รายละเอียด	ลงชื่อ
11 พ.ย.62	0	ฉบับแรก	นายศาสตรศิลป์
1 พ.ย. 63	1	แก้ไข ข้อ 12. การประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก (External quality assessment, EQA) ซ้อย่อย 12.5 เกี่ยวกับเกณฑ์ยอมรับคุณภาพ จากเดิม Standard Score ≥ 3.0 : Satisfactory เปลี่ยนเป็น Standard Score 4.0 : Excellent	ร.ต.ศาสตรศิลป์
1 ก.ย. 64	2	แก้ไขทั้งฉบับ - ยกเลิกวิธีการตรวจหมู่เลือดระบบเอบีโอด้วยวิธีเจล (Gel technique) - แก้ไข ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่างเริ่มต้น (primary sample) ได้แก่ เลือด (Blood) ที่เจาะโดยใช้หลอดบรรจุที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA - แก้ไข ข้อ 4 ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง ซ้อย่อย 4.2 ชนิด ตัวอย่างที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ (analytical sample) ได้แก่ Plasma หรือ Red Blood Cell - แก้ไข การเตรียมสิ่งส่งตรวจ การเตรียมเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ใช้ตรวจ Cell grouping ด้วย Tube test method (pipette ตัวอย่าง packed red cells จำนวน 30 uL ผสมกับ 0.9% NSS. จำนวน 970 uL จะได้ 3% cell suspension) จากเดิม 5% cell suspension - แก้ไข ความเข้มข้นของ Standard A cells, B cells, O cells จากเดิม 2-5% เป็น 3% cell suspension ตามที่ระบุในเอกสาร certificate of analysis ที่เตรียมโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย - ระบุความเข้มข้นของ normal saline solution เป็น 0.9% normal saline solution - เพิ่ม ข้อ 3. ลักษณะทางประสิทธิภาพ : การทดสอบคุณภาพน้ำยาตรวจหาหมู่เลือด (Potency and Avidity test)	ร.ต.ศาสตรศิลป์

วัน/เดือน/ ปี	ฉบับแก้ไข ครั้งที่	รายละเอียด	ลงชื่อ
		<ul style="list-style-type: none"> - แก้ไข ข้อ 9 ขั้นตอนการสอบเทียบ การหาเวลาป่นที่เหมาะสมเพื่อการอ่านปฏิกิริยาการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง จากทุก 2 เดือน เป็น ทุก 6 เดือน - แก้ไข ข้อ 11. ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ ทำการควบคุมคุณภาพภายในเดือนละ 1 ครั้ง โดยเพิ่มหรือในวันที่มีการขอใช้โลหิตครั้งแรกของวันนั้น - เพิ่มเอกสารอ้างอิง ข้อ 22. ประกอบด้วย เอกสารอ้างอิงมาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (EX-LAB-008) และคู่มือปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ของสภาเทคนิคการแพทย์ (EX-LAB-009) 	
1 ก.พ. 66	3	<ul style="list-style-type: none"> - แก้ไข 10.1.2 วิธีการตรวจ Serum grouping ข้อ e. เปลี่ยนจาก 3% O1cells, 3% O2 cells เป็น 3% O cells - เปลี่ยนเอกสารอ้างอิง 21.8 เอกสาร CERTIFICATE ของน้ำยา 3% screening cells (O1, O2) ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (PI-LAB-156) เปลี่ยนเป็น 3% screening cells (O1, O2, O3) ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 	ร.ต.ศาสตร์ศิลป์