






แผนกพยาบาลวิทยา  
โรงพยาบาลค่ายกษณม์สีวะธา


วิธีปฏิบัติงาน  
เรื่อง การตรวจ RPR  
WI-LAB-059  
แก้ไขครั้งที่ 4

ผู้จัดทำ ร.ต.   
(ศาสตรศิลป์ ไชยพงศ์)  
ผู้จัดการวิชาการสาขาภูมิคุ้มกันวิทยา  
1 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ทบทวน ร.ท.หญิง   
(อรกัญญา ทรงทอง)  
ผู้จัดการคุณภาพ  
1 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้อนุมัติ พ.อ.   
(ฉัตรมงคล คนขยัน)  
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ  
1 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ประกาศใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2566

	แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกษัตริย์สระรา	
	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง : การตรวจ RPR	
	รหัสเอกสาร : WI-LAB-059	หน้า 1 จาก 8 หน้า
	แก้ไขครั้งที่ : 4	วันที่ประกาศใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2566

### 1. วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

เพื่อตรวจหา non-treponemal antibody ใน Serum หรือ plasma ซึ่งช่วยวินิจฉัยระยะของโรคซิฟิลิส และติดตามการรักษาหรือการดำเนินของโรคซิฟิลิส

### 2. หลักการและวิธีการของขั้นตอนที่ใช้สำหรับการทดสอบ

RPR ( Rapid Plasma Reagin ) เป็นการทดสอบในกลุ่ม non-specific antibody (Reagin antibody) ซึ่งเป็นแอนติบอดีต่อ tissue lipid ของตัวผู้ป่วยเอง เนื่องจากเชื้อ *Treponema pallidum* ทำลายเนื้อเยื่อของ Host และ splitting เอาส่วน lipoidal fraction ซึ่งทำหน้าที่เป็น hapten ออกมาจากนั้นรวมกับโปรตีนที่มาจาก *T. pallidum* ทำให้สามารถเป็นแอนติเจนและกระตุ้นการสร้างแอนติบอดีขึ้นมาได้ ซึ่งแอนติเจนในการตรวจประกอบด้วย Carbon containing Cardiolipin, Lecitin , Cholesterol โดย Cardiolipin เป็นตัวทำปฏิกิริยากับ reagin ในซีรัมหรือพลาสมาของผู้ป่วย Lecitin , Cholesterol ช่วยทำให้ปฏิกิริยารวมตัวกันได้ดีขึ้น Carbon จะทำให้เห็นการเกิดปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มอย่างชัดเจน มองเห็นด้วยตาเปล่า

### 3. ลักษณะทางประสิทธิภาพ


PERFORMANCE CHARACTERISTICS
<b>1. Analytical sensitivity: Accurate titre determination of the Reference Material, under the described assay conditions. The reagent sensitivity is calibrated against the "Human Reactive Serum" from CDC (Centre for Disease control).</b>
<b>2. Prozone effect: No prozone effect was detected up to titres 1/256.</b>
<b>3. Sensitivity: 100%.</b>
<b>4. Specificity: 100 %.</b>

### 4. ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง

- 4.1. ตัวอย่างเริ่มต้น (primary sample) ได้แก่ เลือด (Blood)
- 4.2. ชนิดตัวอย่างที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ (analytical sample) คือ Unheated หรือ heated Serum หรือ Plasma ที่ไม่มี Hemolysis และไม่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
- 4.3. Serum หรือ Plasma ที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 °C คงสภาพได้นาน 8 วัน หากเกินกว่านี้ไม่ควรนำมาตรวจวิเคราะห์ ถ้าจะเก็บไว้ให้คงสภาพนานๆ ให้เก็บแช่แข็งที่ -20 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า

### 5. การเตรียมผู้ป่วย

การตรวจ RPR ไม่จำเป็นต้องอดอาหารก่อนเจาะเก็บตัวอย่างเลือด แต่ถึงแม้ว่าเวลาที่เก็บตัวอย่างเลือดหรืออาหารที่รับประทานจะไม่มีผลกระทบต่อผลการตรวจ RPR แต่ความขุ่นของไขมัน(chylomicrons) ในอาหารมีผลกระทบต่อวิธีที่ใช้วิเคราะห์รายการทดสอบอื่นๆ ที่ใช้ตัวอย่างตรวจร่วมกันกับ RPR การอดอาหาร 8-16 ชั่วโมง จะทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้องน่าเชื่อถือกว่า

	แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา	
	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง : การตรวจ RPR	
	รหัสเอกสาร : WI-LAB-059	หน้า 2 จาก 8 หน้า
	แก้ไขครั้งที่ : 4	วันที่ประกาศใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2566

## 6. ประเภทของภาชนะและสารเติมแต่ง

- 6.1 หลอดบรรจุเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง (Serum tube : จุกแดง) ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างเลือดของ คนไข้ที่ส่งมาจากแผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ห้องฉุกเฉิน, หอผู้ป่วยใน, ห้องไตเทียม และห้องตรวจ สุขภาพ
- 6.2 หลอดบรรจุเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง (Serum Gel tube : จุกเหลือง) ใช้ในกรณีที่ไม่ได้เก็บตัวอย่าง เลือดจาก ข้อ 6.1
- 6.3 Lithium heparin Blood collection tube ใช้ในกรณีที่ไม่ได้เก็บตัวอย่างเลือดจาก ข้อ 6.1
- 6.4 EDTA Blood collection tube ใช้ในกรณีที่ไม่ได้เก็บตัวอย่างเลือดจาก ข้อ 6.1

## 7. เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นและสารเคมี


- 7.1. Shaking machine rotator
- 7.2. Auto pipette 50 ul และ Pipette tip
- 7.3. นาฬิกาจับเวลา
- 7.4. NSS (NaCl 9g/L.)
- 7.5. Dropper ใช้สำหรับเกลี่ย serum
- 7.6. น้ำยาที่ใช้คือ RPR-Carbon จากบริษัท CYPRESS DIAGNOSTICS ประกอบไปด้วย
  - 7.6.1. RPR Carbon Antigen (พร้อมใช้งาน)
  - 7.6.2. Positive Control sera
  - 7.6.3. Negative Control sera
  - 7.6.4. Disposable Test Cards
  - 7.6.5. Dispensing Bottle and Needle
  - 7.6.6. Pipette stirrers
  - 7.6.7. Package Insert

## 8. สิ่งแวดล้อมและการควบคุมความปลอดภัย

- 8.1. ใช้สำหรับการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น
- 8.2. ใช้ความระมัดระวังการปฏิบัติงานตามหลักสากล
- 8.3. ต้องสวมถุงมืออย่างขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการติดเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่อาจปนเปื้อนในตัวอย่าง ตรวจ เช่น HIV, HBsAg เป็นต้น
- 8.4. ต้องสวมเสื้อคลุมขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการหกเลอะเทอะของตัวอย่างตรวจและน้ำยาตรวจ วิเคราะห์

## 9. ขั้นตอนการสอบเทียบ (ตรวจสอบย้อนกลับทางมาตริวิทยา)

เครื่อง Rotator ได้รับการสอบเทียบโดยกองคลังแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ซึ่งจะดำเนินการสอบ เทียบปีละ 1 ครั้ง โดยมีข้อกำหนดการสอบเทียบคือ สอบเทียบปุ่มปรับความเร็วตามช่วงที่ใช้งาน คือ 100

	แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกษัตริย์สระรา	
	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง : การตรวจ RPR	
	รหัสเอกสาร : WI-LAB-059	หน้า 3 จาก 8 หน้า
	แก้ไขครั้งที่ : 4	วันที่ประกาศใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2566

rpm และสอบเทียบปั๊มปรับเวลาที่เวลา 8 นาที และผู้ปฏิบัติงานทำการสอบเทียบนาฬิกาจับเวลา โดยเทียบเวลากับกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

## 10. ขั้นตอนของกระบวนการ

### 10.1 วิธีการตรวจเชิงคุณภาพ

- 10.1.1. นำ RPR Carbon Antigen และ ตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนการทดสอบ
- 10.1.2. หยด serum 50 ul ลงบน RPR CARD และเกลี่ย serum ให้เต็มแผ่นวงของ test card
- 10.1.3. เขย่าน้ำยา RPR Carbon Antigen ให้ผสมกันดี หยดลงบนแผ่นสไลด์ทดสอบที่หยด serum ไว้แล้ว 1 หยด (ปริมาตรประมาณ 20 ul) ในแนวตั้งตรง
- 10.1.4. นำไปเขย่าบนเครื่อง Rotator ความเร็ว 100 rpm นาน 8 นาที
- 10.1.5. สังเกตการเกิดปฏิกิริยาการเกาะกลุ่ม (flocculation) ถ้าได้ผล Reactive ให้ทำการทดสอบต่อเพื่อหาไตเตอร์สุดท้ายที่ให้ผล Reactive

### 10.2 วิธีการตรวจวิเคราะห์กึ่งปริมาณ (ทำไตเตอร์ RPR โดยวิธี Slide)

- 10.2.1 หยด NSS (NaCl 9g/L.) ลงบนช่องวงกลมของสไลด์ทดสอบ วงละ 1 หยด (ปริมาตรประมาณ 50 ul จำนวน 5 วง
- 10.2.2 ใช้ปิเปตดูดตัวอย่าง serum 50 uL ในวงที่ 1 ผสม NSS กับ serum ให้เข้ากัน แล้วดูด diluted serum 50 uL จากหลุมที่ 1 ผสมลงในหลุมที่ 2 ผสมให้เข้ากันดูดมา 50 uL ผสมในหลุมที่ 3 ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงหลุมที่ 5 หลุมละ 50 ul หลุมสุดท้ายดูดทิ้งไป 50 ul และเกลี่ย serum ให้เต็มแผ่นวงของ test card ในทุกหลุม
- 10.2.3 เขย่าน้ำยา RPR Carbon Antigen ให้ผสมกันดี หยดลงในช่องวงกลมที่ 1 ถึง 5 บนแผ่นสไลด์ทดสอบที่ทำ diluted serum ไว้แล้ว หลุมละ 1 หยดในแนวตั้งตรง
- 10.2.4 นำ RPR CARD ไปเขย่าด้วย rotator ความเร็ว 100 rpm นาน 8 นาที
- 10.2.5 สังเกตการเกิดปฏิกิริยาการเกาะกลุ่ม (flocculation) อ่านและรายงานผลไตเตอร์สุดท้ายที่ยังให้ผล Reactive

## 11. ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ


### 11.1 การควบคุมคุณภาพภายใน

- เลือกใช้สารควบคุมคุณภาพ 2 ระดับ คือ Positive และ Negative Kit Control sera โดยทำเดือนละ 1 ครั้งและเมื่อเปิดขวดใหม่ ซึ่ง Positive control sera มีระดับไตเตอร์ที่ 1:8

### 11.2 การควบคุมคุณภาพจากองค์กรภายนอก

- เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาโดยองค์กรภายนอก (EQAI) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีละ 4 ครั้ง ครั้งละ 4 ตัวอย่าง รวม 16 ตัวอย่าง
- เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ตัวอย่าง รวม 6 ตัวอย่าง

เอกสารควบคุม มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด

	แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา	
	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง : การตรวจ RPR	
	รหัสเอกสาร : WI-LAB-059	หน้า 4 จาก 8 หน้า
	แก้ไขครั้งที่ : 4	วันที่ประกาศใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2566

## 12. สิ่งรบกวน

- 12.1 Serum ที่มีไขมันสูง ๆ ไม่ควรใช้ ทำให้อ่านผลผิดพลาด
- 12.2 Serum Hemolysis ไม่ควรใช้ ทำให้อ่านผลผิดพลาด
- 12.3 Serum ที่ปนเปื้อน (Contaminated serum) ทำให้เกิดผลบวกปลอมได้
- 12.4 Intravenous drug use และ lymphoma อาจทำให้เกิด false positive ได้สามารถ exclude โดยการทำ Repeat หรือ Confirm ด้วยวิธีอื่นต่อ เช่น TPHA หรือ FTA-ABS ซึ่งมีความจำเพาะสูงกว่า
- 12.5 เนื่องจากการตรวจ RPR เป็นการตรวจหา Reagin จึงอาจเกิด False Positive ได้จากการติดเชื้อหรือพยาธิสภาพของผู้ป่วยได้ เช่น Malaria, Autoimmune, Rheumatoid arthritis, Hemolytic anemia, SLE, Viral hepatitis, Mycoplasma pneumonia, Typhoid febrile disease, Infections mononeucleosis, Leprosy, Vaccinia, Virus pneumonia หรือระหว่างตั้งครรภ์
- 12.6 อาจให้ผล False Positive ประมาณ 1-2% ได้ในคนทั่วไป/คนตั้งครรภ์
- 12.7 Humeral Ab ทั้ง IgM และ IgG สำหรับ Syphilis ที่ตรวจหาโดยวิธีนี้ มักจะไม่ปรากฏจนกว่า 1-2 สัปดาห์ หลังเกิด Chancre ครั้งแรก ดังนั้น Sensitivity ในระยะนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ภายใน 2 เดือน หลังเกิด Lesion จะตรวจพบ Reactive 100 %
- 12.8 Low Titer ก็สามารถเกิดได้ใน Latent หรือ Late Syphilis

## 13. หลักการของขั้นตอนการคำนวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของการวัด ไม่มี

## 14. ช่วงอ้างอิงทางชีวภาพหรือค่าการตัดสินใจทางคลินิก


ค่าอ้างอิง = Non Reactive

## 15. ช่วงที่รายงานผลการทดสอบได้

การรายงานผลบันทึกลงในแบบบันทึกการทดสอบเชิงคุณภาพและกึ่งปริมาณวิเคราะห์สาขาอิมมูโนวิทยาคลินิก (FM-LAB-212) และรายงานผลทางระบบ LIS /HIS พร้อมกับพิมพ์ใบรายงานผลส่งมอบให้กับหน่วยงานที่ส่งตรวจ โดยข้อความที่ใช้คือ Non Reactive และ Reactive

Non Reactive (ผลลบ) : ไม่มีการเกาะกลุ่มของเม็ดคาร์บอน กระจายตัวตามปกติ หรือมารวมกันบริเวณตรงกลางเนื่องจากการเหวี่ยงของการหมุน

Reactive (ผลบวก) : มีการเกาะกลุ่มกันของเม็ดคาร์บอน ในกรณีทีผลเป็น Reactive จะต้องรายงานไต่เตอร์ให้แพทย์ทราบ เช่น Reactive Titer 1:16 เป็นต้น และถ้าผลการทดสอบเป็นบวก ควรตรวจยืนยันผลด้วยวิธี TPHA หรือ FTA-ABS

	แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา	
	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง : การตรวจ RPR	
	รหัสเอกสาร : WI-LAB-059	หน้า 5 จาก 8 หน้า
	แก้ไขครั้งที่ : 4	วันที่ประกาศใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2566

## 16. คำแนะนำสำหรับการพิจารณาผลเชิงปริมาณเมื่อผลไม่ได้ในช่วงการวัด

### Semi-quantitative method

Will be performed in the same way as the qualitative test but using serial two fold dilutions of the serum sample in saline (NaCl 9g/l.)

## 17. ค่าวิกฤติ/ค่าแจ้งเตือน/ที่เหมาะสม

ไม่มี


## 18. การแปลผลทางคลินิกของห้องปฏิบัติการ

- RPR จะรายงานผลเป็นไตเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการรักษา กรณีติดเชื้อระยะแรกจะพบการเพิ่มขึ้นของไตเตอร์ เบน 4 เท่า หรือมากกว่าภายในระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ และเมื่อได้รับการรักษาไตเตอร์ จะลดลงอย่างน้อย 4 เท่าภายใน 3-4 เดือน และลดลง 8 เท่าภายใน 6-8 เดือน ถ้าไตเตอร์สูงขึ้นแสดงว่ามีโรคกลับมา การรักษาไม่ได้ผลหรือได้รับเชื้ออีก
- RPR ไตเตอร์ สูงกว่า 1:8 โอกาสเป็น Biological false positive น้อยมาก
- Latent syphilis จะให้ผล RPR ไตเตอร์ต่ำ ต้องแยกให้ออกจาก Biological false positive โดยการส่งตัวอย่างตรวจ TPHA, FTA-ABS ซึ่งเป็นการตรวจหา Antibody ต่อเชื้อ *Treponema pallidum* โดยตรงเป็น specific test

การตรวจคัดกรองหรือการตรวจวินิจฉัย โรคซิฟิลิสด้วยการตรวจหาแอนติบอดีนั้น จำเป็นต้องใช้วิธีการตรวจทั้งในกลุ่ม Non treponemal test (NTT) และ Treponemal test (TT) ร่วมกัน โดยตรวจตามลำดับขั้นตอนเพื่อคัดกรอง และยืนยันหรือสนับสนุนผลตรวจคัดกรอง ปัจจุบันทำได้ 2 แบบ คือ ลำดับขั้นตอนการตรวจแบบดั้งเดิม (traditional algorithm) และลำดับขั้นตอนการตรวจแบบย้อนทาง (reverse algorithm)

การพิจารณาว่าจะเลือกใช้ลำดับขั้นตอนการตรวจแบบใดนั้น ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้าน เช่น ความชุกในประชากรกลุ่มที่จะตรวจ ต้นทุนการตรวจและการดูแล รักษาต่อเนื่องต่อราย รวมไปถึงประสิทธิภาพในการตรวจ แต่สำหรับในประเทศไทยที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะลดการแพร่ระบาดของโรคซิฟิลิสลงให้ได้มากที่สุด และลดจำนวนผู้ป่วยโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด (congenital syphilis) ลงจนหมด จึงให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านประสิทธิภาพเป็นหลัก สนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการเลือกใช้ลำดับขั้นตอนการตรวจแบบย้อนทาง และได้กำหนดลำดับขั้นตอนสำหรับการตรวจหาแอนติบอดี ต่อโรคซิฟิลิสในกลุ่มบุคคลต่างๆ

ลำดับขั้นตอนการตรวจแบบย้อนทาง (Reverse algorithm) ปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีตรวจ TT ด้วยเครื่องอัตโนมัติ (automated immunoassay) หลักการ เช่น chemiluminescent immunoassay (CLIA) หรือ enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) รวมไปถึงวิธีการตรวจที่ให้ผลรวดเร็ว (rapid diagnostic test, RDT) ที่ใช้หลักการ immunochromatographic assay (ICA) ซึ่งมีความไวและความจำเพาะสูง ทั้งยังทำงานง่ายและสะดวกสบายกว่าวิธี TT แบบเดิม (conventional

	แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกษัตริย์สระรา	
	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง : การตรวจ RPR	
	รหัสเอกสาร : WI-LAB-059	หน้า 6 จาก 8 หน้า
	แก้ไขครั้งที่ : 4	วันที่ประกาศใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2566


TT) เช่น TPHA หรือ TPPA หรือ FTA-ABS จึงมีการดัดแปลงลำดับขั้นตอนการตรวจใหม่ที่เริ่มต้นตรวจด้วย TT ซึ่งย้อนทางจากลำดับขั้นตอนแบบดั้งเดิมที่เริ่มต้นตรวจด้วย NTT

เริ่มต้นตรวจกรองด้วย TT ชนิดแรก (initial TT) ก่อน ตามลำดับ ขั้นตอนในแผนภูมิที่ 4.2

- ถ้าตรวจกรองด้วย initial TT แล้วไม่เกิดปฏิกิริยา (nonreactive) จะถือว่า ตรวจไม่พบแอนติบอดีต่อโรคมะเร็งและรายงานผลได้ แต่
- ถ้าตรวจกรองด้วย initial TT แล้วเกิดปฏิกิริยา (reactive) ให้ตรวจ NTT สนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อประเมินระยะโรคประกอบ
  - ถ้า NTT เกิดปฏิกิริยา (reactive) ต้องตรวจหาปริมาณไตเตอร์ต่อ แล้วรายงานผลได้ แต่
  - ถ้า NTT ไม่เกิดปฏิกิริยา (nonreactive) จะต้องตรวจ TT ชนิดที่ 2 เพื่อเติม (second TT) ด้วยวิธี conventional TT เพื่อยืนยันผลก่อนรายงาน ผล เนื่องจาก initial TT มีความไวสูงอาจให้ผลบวกปลอมได้



**แผนภูมิที่ 4.2**  
**ลำดับขั้นตอนการตรวจแบบย้อนทาง (Reverse Algorithm)**



**19. แหล่งที่มาของค่าแปรปรวนที่อาจเกิดขึ้น**

19.1 Reagent


- เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ เมื่อใช้ RPR-Carbon เสรีจควรเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 °C สำหรับเก็บน้ำยาทันทีห้ามแช่แข็ง
- ไม่เขย่าน้ำยาก่อนใช้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด clumping รบกวนการแปลผล

19.2 เครื่องมือ

- Rotator ไม่ได้รับการ Calibration ตามวงรอบที่กำหนด (ปีละ 1 ครั้ง)
- การเลื่อนของปุ่มปรับหมุนความเร็วรอบ ทำให้ความเร็วรอบไม่ได้ตามที่กำหนด

19.3 การอ่านผลด้วยสายตา



	แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกษัตริย์สระรา	
	วิธีปฏิบัติงานเรื่อง : การตรวจ RPR	
	รหัสเอกสาร : WI-LAB-059	หน้า 8 จาก 8 หน้า
	แก้ไขครั้งที่ : 4	วันที่ประกาศใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2566

- การอ่านผลอาจผิดพลาดได้ กรณีที่เกิดปฏิกิริยาจับกลุ่มแบบอ่อนๆ ซึ่งความสามารถในการมองเห็นของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน
- การไม่อ่านผลทันทีที่ครบเวลา หรือเขย่าเกินเวลา 8 นาที ทำให้เกิดผลบวกปลอมได้
- การอ่านผลก่อนครบเวลา อาจทำให้เกิดผลลบปลอมได้

#### 19.4 สภาวะแวดล้อม

การทดสอบ VDRL/RPR อาจให้ผลผิดพลาดได้ถ้าอุณหภูมิที่ทำการทดสอบไม่เหมาะสม กล่าวคือ ถ้าอุณหภูมิ ต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส การทำปฏิกิริยาจะลดลง และที่อุณหภูมิสูงกว่า 29 องศาเซลเซียส การทำปฏิกิริยาจะสูงขึ้นกว่าความเป็นจริง ดังนั้น จึงควรทำการทดสอบที่อุณหภูมิ 23-29 องศาเซลเซียส เพื่อหลีกเลี่ยงผลบวกปลอม หรือ ลบปลอม

## 20 เอกสารอ้างอิง

20.1 ใบแทรกน้ำยา RPR-Carbon Slide agglutination ของบริษัท CYPRESS DIAGNOSTICS (PI-LAB-064)

20.2 คู่มือการตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคซิฟิลิสทางห้องปฏิบัติการ (RF-LAB-063)



## ประวัติการแก้ไข/ทบทวนเอกสารคุณภาพ

ชื่อเอกสาร.....WI-LAB-059.:วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ RPR

วัน/เดือน/ ปี	ฉบับแก้ไข ครั้งที่	รายละเอียด	ลงชื่อ
1 ต.ค. 60	0	ฉบับแรก	ร.อ.หญิงอนิสา
1 ต.ค. 61	1	ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข	นายศาสตร์ศิลป์
11 พ.ย. 62	2	แก้ไข ข้อ 10. ขั้นตอนของกระบวนการ ซ้อย่อยที่ 10.1.3 เขย่าน้ำยา RPR Carbon Antigen ให้ผสมกันดี หยดลงบนแผ่นสไลด์ทดสอบที่หยด serum ไว้แล้ว 1 หยด (ปริมาตรประมาณ 20 ul) ในแนวตั้งตรงแล้วเกลี่ยให้เข้ากัน โดยแก้ไขข้อความ คือ ไม่ต้องเกลี่ยให้เข้ากัน โดยให้นำไปเขย่าบนเครื่อง Rotator ความเร็ว 100 rpm นาน 8 นาที ทันที	นายศาสตร์ศิลป์
11 พ.ย. 63	3	เปลี่ยนชุดทดสอบการตรวจ RPR จาก RPR Test Kit ของ บริษัท PLASMATEC เป็น RPR-Carbon (Slide agglutination) ของบริษัท CYPRESS DIAGNOSTICS	ร.ต.ศาสตร์ศิลป์
1 ก.ย. 64	3/1	เพิ่มเติมเอกสารอ้างอิงในหัวข้อ 20.2 ได้แก่ คู่มือการตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคซิฟิลิสทางห้องปฏิบัติการ (RF-LAB-063)	ร.ต.ศาสตร์ศิลป์
1 ก.พ. 66	4	เพิ่มแนวทางการตรวจคัดกรองหรือการตรวจวินิจฉัยโรคซิฟิลิสด้วยการตรวจหาแอนติบอดี ลำดับขั้นตอนการตรวจแบบย้อนทาง (Reverse algorithm)	ร.ต.ศาสตร์ศิลป์